

MAW No.- 1066/IG Date.: 22/09/2022		Product Name : ZINNY Blood Transfusion Set		
Item: HM Pouch	Pouch Size : 210 x 90 mm Print Area : 195 x 75 mm	Dgn by:	Checked by :	Apd. By
Specification: HM Pouch		Govind B Singh		
Color : <input checked="" type="checkbox"/> 100 % Pantone 199 C <input type="checkbox"/> White				

ZINNY® SET

I.V. INFUSION SET

Intravenous Solution Administration Set



Caution

- Sterile disposable I.V. Set.
- Discard after single use.
- Sterility guaranteed unless Package is damaged or opened.
- Store in a cool & dry place, away from direct light at extreme temperature or in high humidity.
- Product should not be used in patients with known hypersensitivity to any of the materials used.
- Do not use for blood and blood components.



"FOR GRAVITY FEED ONLY"

20 drops = 1 ± 0.1 ml (1 ± 0.1 g)



Mfd. by:

Ishwari Healthcare Pvt. Ltd.

No.7-7A, Bldg. No.5, Shiv Shambhu Industrial Estate,
Off NH8, Valiv, Vasai (E), Dist. Thane - 401208, India.

Mfg. Lic. No.:KD/CLAA/518 • Made in India.



CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo N°18 29006, Málaga, Spain

1Set Ref. No.1041/IG

NAFDAC Reg. No.: xxxxxxxx

Needle Size : **21G**

LOT Batch No. :

Mfg. Dt. :

Exp. Dt. :



Marketed by :



A Product Of:

IG Akuma Divine Pharmaceutical

MAW No.- 1041/IG

Date.: 22/09/2022

Product Name : ZINNY I. V. Infusion Set

Item: Pouch

Pouch Size : 210 x 90 mm
print Area : 195 x 75 mm

Dgn. by:

Checked by :

Apd. By

Specification: I.V Infusion Set HM Pouch

Govind B Singh

Color : ■ C:00 M:00 Y:00 K:100 □ white

I.V CANNULA

With Injection Port & Wings

50pcs

(PT) Canula I.V. PTFE. Não pirogênica, esterilizada excepto no caso da embalagem se encontrar danificada. Não tente reinserir uma agulha ou parte da mesma já retirada. Muito cuidado para não cortar o cateter. Não utilize tesouras

(PL) Kaniula dożylna. PTFE. Apyrogenna, jalowa o ile opakowanie jednostkowe nie jest uszkodzone. **Uwaga!** Nie wprowadzać powtórnie, całkowicie lub częściowo wyciągniętej z kaniuli metalowej igły.

(IT) Cannula endovenosa con PTFE catetere. Sterile se la confezione è intatta. Apirogeno. **Avvertenza:** Il dispositivo deve essers usato appena rimossi sigilli alle estremità della confezione. **Attenzione:** Non reinserire l'ago se la venipuntura non è riuscita. Non usare le forbici.

(FR) Catheter court intraveineux. PTFE. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage. Apyrogène. Détruire l'objet après usage. **Attention!** Une fois sortie, ne jamais réinsérer l'aiguille en inox dans le catheter. Ne pas utiliser de ciseaux.

(FI) IV, kanyyli. PTFE. Pyrogeeniton. Steriili, ellei pakkaus vahingoittunut. **Huomio!** Älä yrittä laittaa takaisin osittain tai kokonaan ulosvedettyä neulaa. Varo tarkoin teikkaamasta katetria. Älä käytä saksia.

(ES) Canula Intravenosa con catéter flexible de PTFE. Estéril si el envase no está deteriorado. Válido para un sólo uso. Apirogénico. No usar tijeras.

A Product Of: **IG Akuma Divine Pharmaceuticals Nig. LTD.**

I.V CANNULA

With Injection Port & Wings

- Disposable Sterile
- Sterility Guaranteed Unless Packet Is Damaged Or Opened
- For Single Use Only
- Store In A Cool And Dry Place
- Sterilised By EO

I.V CANNULA

With Injection Port & Wings

50pcs

(PT) Canula I.V. PTFE. Não pirogênica, esterilizada excepto no caso da embalagem se encontrar danificada. Não tente reinserir uma agulha ou parte da mesma já retirada. Muito cuidado para não cortar o cateter. Não utilize tesouras

(PL) Kaniula dożylna. PTFE. Apyrogenna, jalowa o ile opakowanie jednostkowe nie jest uszkodzone. **Uwaga!** Nie wprowadzać powtórnie, całkowicie lub częściowo wyciągniętej z kaniuli metalowej igły.

(IT) Cannula endovenosa con PTFE catetere. Sterile se la confezione è intatta. Apirogeno. **Avvertenza:** Il dispositivo deve essers usato appena rimossi sigilli alle estremità della confezione. **Attenzione:** Non reinserire l'ago se la venipuntura non è riuscita. Non usare le forbici.

(FR) Catheter court intraveineux. PTFE. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage. Apyrogène. Détruire l'objet après usage. **Attention!** Une fois sortie, ne jamais réinsérer l'aiguille en inox dans le catheter. Ne pas utiliser de ciseaux.

(FI) IV, kanyyli. PTFE. Pyrogeeniton. Steriili, ellei pakkaus vahingoittunut. **Huomio!** Älä yrittä laittaa takaisin osittain tai kokonaan ulosvedettyä neulaa. Varo tarkoin teikkaamasta katetria. Älä käytä saksia.

(ES) Canula Intravenosa con catéter flexible de PTFE. Estéril si el envase no está deteriorado. Válido para un sólo uso. Apirogénico. No usar tijeras.

A Product Of: **IG Akuma Divine Pharmaceuticals Nig. LTD.**

I.V CANNULA

With Injection Port & Wings

Mfd. by : **Ishwari Healthcare Pvt. Ltd.**

No. 7-7A, Bldg. No.5, Shiv Shambhu Industrial Estate, Off NH 8, Valiv, Vasai (E), Dist. Thane - 401208, India. Mfg. Lic.No.: KD/CLAA/518 • Made in India.

Ref.No . : 1021/IG
NAFDAC Reg. No. : xxxxx

LOT Batch No. :
Mfg./Str. Dt. :
Exp. Dt. :

EC REP **CMC Medical Devices & Drugs S.L.**
C/ Horacio Lengo Nº18 29006, Málaga, Spain


18G ØXL: 1.3X45mm
Flow: 90ml/min

20G ØXL: 1.1X33mm
Flow: 61ml/min

22G ØXL: 0.9X25mm
Flow: 36ml/min

24G ØXL: 0.7X19mm
Flow: 20ml/min

Sticker To be Pasted



MAW No.: 1021/EC Date.: 22/09/2022		Product Name : Zinny I.V. Cannula		
Item: Sterio Blister	Pouch Size : 134 x 27 Print Size : 123 x 20	Dgn by:	Checked by :	Apd. By
Specification:		Govind B Singh		
Color : ■ C:100 M:100 Y:0 K:0				